



## TECHNISCHES DATENBLATT

## R-800G / R-800L / R-800E














- ▶ **R-800 G:** Kompatibel mit der Serie 241 und dem Modell der Serie JUPITER TG-880SC4
- ▶ **R-800 L:** Kompatible mit den Krankentragen der Serie JUPITER, ausgenommen TG-880SC4
- Verriegelung/Entriegelung der Trage durch hochklappen/ herunterklappen der Beladerampe.

## **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

		R- <b>800G</b>	R- <b>800L</b>
Н	Höhe (mm)	112	112
L	Länge eingefahren (mm)	1869	1959
L2	Länge ausgezogen (mm)	2179	2258
W	Breite (mm)	623	623
	Gewicht (kg)	28,5	42
	Rampe ausgeklappt zum Fzg. Boden (tiefer)	61	61



## PASSENDE PRODUKTE







TG-241

TGE-241

TG-880 C2

Vertrieb Deutschland:

Robert-Bosch-Str. 19

73117 Wangen

Kartsana Medical GmbH