



TECHNISCHES DATENBLATT

MTR-120

SERIE JUPITER KOMPAKT

MANUELLE TRAGENSYSTEME



Aluminium



280 kg

CERTIFIED
10G




MTR-120:

- ▷ 4 Laufräder Durchmesser 100mm
- ▷ 4 ausziehbare Handgriffe
- ▷ 2 zusätzliche seitlich ausziehbare Handgriffe
- ▷ 2 längs abklappbare Armlehnen
- ▷ 1 Fußstütze mit feuerabweisendem Polyurethan Überzug
- ▷ Satz Rückhaltegurte
- ▷ Infusionsflaschenhalter ausziehbar und abklappbar
- ▷ Stufenlos regulierbares Rückenteil mit Gasdruckdämpfer
- ▷ Schocklagerung und Bauchdeckenentlastung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	MTR-120
H Höhe (mm)	150
W Breite (mm)	570
L Minimale / maximale Länge (mm)	1962
Gewicht (kg)	20,9



PASSENDE PRODUKTE



TG-8804



TG-1000CV