



TECHNISCHES DATENBLATT

S-127 / S-129 / S-129 RG

TRAGESTÜHLE

MANUELLE TRAGESTÜHLE



Aluminium



150 kg

CERTIFIED

10G

S-127:

- ▷ Klappstuhl aus Aluminium
- ▷ 2 Sicherheitsgurte
- ▷ 2 Räder hinten

S-129:


- ▷ Klappstuhl aus Aluminium
- ▷ 4 Räder, 2 vorne drehbar mit Bremse
- ▷ 6 Griffe (4 klappbar + 2 ausziehbar)
- ▷ Einklappbare Fußstütze
- ▷ 3 Sicherheitsgurte
- ▷ Gewicht: 8,6 kg

S-129 RG:

- ▷ Klappstuhl aus Aluminium
- ▷ Extra große Räder für mehr Comfort. Vorne drehbar mit Bremse
- ▷ 6 Griffe (4 klappbar + 2 ausziehbar).
- ▷ 3 Sicherheitsgurte.
- ▷ Einklappbare Fußstütze.
- ▷ Gewicht: 10,9 kg

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

		S-127	S-129	S-129RG
AUFGEKLAFTER TRAGESTUHL	L Länge (mm)	498	720	760
	W Breite (mm)	489	500	525
	H Höhe (mm)	1035	921	990
ZUSAMMEN-GEKLAFTER TRAGESTUHL	L Länge (mm)	498	247	247
	W Breite (mm)	196	500	525
	H Höhe (mm)	596	921	990
Gewicht (kg)		8,0	8,6	10,9
Tragfähigkeit (kg)		150	150	150



PASSENDE PRODUKTE



C-013 Wandhalter