



TECHNISCHES DATENBLATT

# TG-880 C4 / TG-880 C2

SERIE JUPITER KOMPAKT

MANUELLE TRAGENSYSTEME



Aluminium



280 kg

CERTIFIED


10G



- ▷ 7-fach höhenverstellbar mit automatischer Rasterfunktion
- ▷ Schocklagerung und Bauchdeckenentlastung
- ▷ 4 drehbare Laufräder, zwei mit Feststellbremse hinten
- ▷ Fahrgestellfüße durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- ▷ Automatisches Aufklappen der Fahrgestellfüße beim Ausfahren aus dem Fahrzeug
- ▷ 4 ausziehbare Handgriffe
- ▷ 2 längs abklappbare Armlehnen
- ▷ 1 Fußstütze
- ▷ Satz Gurte
- ▷ Stufenlos regulierbares Rückenteil mit Gasdruckdämpfer
- ▷ Infusionsflaschenhalter ausziehbar und abklappbar

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	GRÖSSE L	GRÖSSE M	GRÖSSE S
	TG-880 C2/C4	TG-880M C4	TG-880S C4
<b>H</b> Höhe (mm)	986	924	903
<b>HC</b> Höhe vom Boden zum Führungsrads (mm)	720	635	601
<b>W</b> Breite (mm)	575	575	575
<b>L</b> Länge (mm)	1970	1970	1970
Gewicht (kg)	51 / 52,2	50	47



## PASSENDE PRODUKTE



R-450N



R-800L



**KARTSANA**  
The Rescue Company

Vertrieb Deutschland:  
Kartsana Medical GmbH  
Robert-Bosch-Str. 19  
73117 Wangen

Tel.: 07161 956 15 99  
info@kartsana.de  
www.kartsana.de

Hersteller:  
Kartsana S.L.  
Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès