

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Rail para camillas: Serie 230, Serie 240, Serie Fuego, Serie 241, Serie 860 F
- Rail fabricado en acero inoxidable pulido
- 3 puntos sólidos de anclaje para la camilla con palanca de bloqueo/desbloqueo manual
- Fijación a la ambulancia mediante 3 tornillos DIN 7991 M8 - 10.9 y 4 tornillos DIN 7980 M8 - 10.9

- Rail for stretchers: Serie 230, Serie 240, Serie Fuego, Serie 241, Serie 860 F
- Rail made of stainless polished steel
- 3 solid anchoring points for the stretcher with manual blocking/unblocking lever
- The rail is fixed to the ambulance with 3 screws DIN 7991 M8 - 10.9 and 4 screws DIN 7980 M8 - 10.9

- Rail compatible avec les brancards: Serie 230, Serie 240, Serie Fuego, Serie 241, Serie 860 F
- Rail réalisé en acier inoxydable
- 3 points de fixation solides au brancard avec levier manuel pour blocage/débloqueo
- Le rail est également fixé à l'ambulance par 3 vis DIN 7991 M8 - 10.1 et 4 vis DIN 7980 M8 - 10.9

