


TRAGESTUHL
CHAIR

S-129RG



EIGENSCHAFTEN / FEATURES

DEUTSCH	ENGLISH
<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen aus Aluminium - 4 Räder Hintere Räder extra groß für besseren Komfort. - 6 Handgriffe (4 abklappbar + 2 ausziehen) - 3 Gurte - Abklappbare Fußauflage 	<ul style="list-style-type: none"> · Chair made of aluminium · 4 wheels · 6 handles (4 folding + 2 extensible) · 3 safety belts · Folding footrest

EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL DATA

Länge	LENGTH	760 mm
Breite	WIDTH	500 mm
Höhe	HEIGHT	990 mm
Gewicht	WEIGHT	10.9 kg
Max. Zuladung	MAX. LOAD	150 kg

