





KARTSANA
The Rescue Company



Kartsana Medical GmbH
Robert-Bosch-Str. 19
73117 Wangen
Tel.: +49 (0)7161 - 956 15 99
Fax: +49 (0)7161 - 956 15 98
E-Mail: info@kartsana.de
www.kartsana.de

CAMILLA
STRETCHER
BRANCARD

TGM241 S / M / L



EN - 1865



ESPECIFICACIONES / TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

LARGO MIN/MAX	LENGTH MIN/MAX	LONGUEUR MIN/MAX	1951/2250 mm
ANCHO	WIDTH	LARGEUR	570 mm
*ALtura CARGA S/M/L	*LOADING HEIGt S/M/L	*HAUTEUR DE CHARG. S/M/L	536 / 585 / 635 mm
**ALtura S / M / L	**HEIGt S / M / L	**HAUTEUR S / M / L	800 / 850 / 900 mm
PESO S / M / L	WEIGt S / M / L	POIDS S / M / L	37 / 37 / 37.5 kg
CARGA MAX.	MAX. LOAD	CHARGE UTILE	190 kg

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Camilla fabricada en aluminio
- Cabezal ajustable asistido por amortiguador
- Piernazal de simple articulación asistido por amortiguador
- 1 posición intermedia
- 4 ruedas giratorias Ø200 (traseras bloqueables)
- Barandillas abatibles longitudinalmente
- Porta sueros plegable
- Kit cinturón para hombros, abdomen y piernas
- Bandeja en aluminio para masaje cardíaco
- 4 puños telescópicos



- Stretcher made of aluminium
- Adjustable back rest assisted by shock absorber
- Single folding legs assisted by shock absorber
- 1 intermediate position
- 4 wheels Ø200 (rear wheels lockable)
- Safety rails can be brought down lengthways
- Folding intravenous drip stand
- Belts kit for shoulders, abdomen and legs
- Aluminium tray equipped for carrying out cardiac massage
- 4 telescopic handles



- Brancard en aluminium
- Relève-buste réglable assisté par un amortisseur
- Repose-jambes à simple articulation assisté par un amortisseur
- 1 position intermédiaire
- 4 roues pivotantes Ø200 (avec blocage arrière)
- Barrières rabattables longitudinalement
- Porte-sérum rabattable
- Kit ceintures pour les épaules, l'abdomen et les jambes
- Plateau en aluminium apte pour la réalisation de massages cardiaques
- 4 poignées télescopiques

